









电源输入



名称		文件编号		页码	1 / 5
公司	杭州犀燃医疗器械科技有限公司			版本	
设计		审核		批准	

A

B

C


D

A



B

C

D




名称		文件编号		页码	2 / 5
公司	杭州犀燃医疗器械科技有限公司			版本	
设计		审核		批准	



24V电源检测



氙灯电压检测




氙灯电源输出空载为120V, DET=1.188V


点亮后，输出约为8-15V，DET=0.08到0.149V

名称		文件编号		页码	3 / 5
公司	杭州犀燃医疗器械科技有限公司			版本	
设计		审核		批准	

ISO-CAN



SWD调试口



名称		文件编号		页码	4 / 5
公司	杭州犀燃医疗器械科技有限公司			版本	
设计		审核		批准	

1

2

3

4

A

A

B

B

C


C

D

D

Current_DET=Current/4
电流范围为1-12A

LPF=10Hz



Current_OUT=Current_SET*4
电流范围为1-12A

名称		文件编号		页码	5 / 5
公司	杭州犀燃医疗器械科技有限公司			版本	
设计		审核		批准	

1

2

3

4